

Dwa dozowniki MT O₂ z nawilżaczem G0-1



Dozownik to urządzenie stosowane do dozowania tlenu podczas tlenoterapii biernej.

Dozownik jest podłączany bezpośrednio do gniazda instalacji rozprowadzającej gazy medyczne w szpitalach.

Dozowniki gazów medycznych z płynną regulacją występuje w zakresie 0 - 17 l/min. (dokładność przepływu $\pm 10\%$). Maksymalne ciśnienie pracy dozownika to 0,5 MPa $\pm 10\%$ - znamionowe ciśnienie wlotowe.



*Zdjęcie poglądowe

Nr kat.: 1.22/03/00 /G0-1/

Dwa dozowniki MT O₂ z nawilżaczem G0-1



ZASTOSOWANIE:

Dozownik to urządzenie stosowane do dozowania tlenu w stanach chorobowych (np. leczenie hipoksemii, wsparcie oddechowe u pacjentów z POChP, wsparcie oddechowe w intensywnej terapii, pomoc w rehabilitacji oddechowej) wymagające zastosowania tlenoterapii biernej.

Dane techniczne:	
Ciśnienie wejściowe gazu	0,4 - 0,5 MPa = 4 - 5 bar = 400 - 500 kPa
Przepływ wyjściowy	0 -17 l/min. (±10%)
Złącze wejściowe	G0-1
Złącze wyjściowe	Końcówka na dren
Wyjście dozownika	Gwint 9/16"
Ograniczenie dopuszczalnych temperatur	10°C - 30°C
Ograniczenie dopuszczalnych wilgotności	10% - 95%
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	160 x 180 x 320 mm
Waga	0,94 kg
Oznaczenie trwałe na korpusie	Nazwa producenta, 8 cyfrowy nr seryjny
Wyrób posiada	Znak CE 1011
Wyrób zarejestrowany jest w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobu Medycznych i Produktów Biobójczych	